

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



CICATREX®
MANO N° 3

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Código Cliente: _____

Nombre del prescriptor: _____

Apellido del paciente : _____

Nombre del paciente : _____

Fecha de nacimiento : _____

Dirección : _____

N° de expediente para reposición : _____

Fecha : _____

Talla del paciente : _____

Sexo : M F Niño

1er tratamiento Cantidad: _____

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo. Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema. Para los dedos abiertos, se ruega indicar el largo deseado para cada dedo ejemplo: largo total del pulgar: 5 cm – largo deseado abierto: 3 cm

Modelo de base (completar una ficha por mano) Derecha Izquierda

Guante

- Con largo en la muñeca (5 cm max)
- Con puño más largo de 5 cm y hasta la axila máxima (completar Ficha n° 2)
- Separado
- Junto
- Dedil con brida
- Dedil sin brida

Tejido

(si circunferencia dedos es inferior a 4,6 cm, confección obligatoria en Air Skin) (circunferencia mín Air Skin = 2,6 cm) (largo mínimo del dedo = 2 cm)

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Cicatrex® Filifine | Cicatrex® AirSkin |
| <input type="checkbox"/> blanco | <input type="checkbox"/> beige |
| <input type="checkbox"/> beige | <input type="checkbox"/> negro |
| <input type="checkbox"/> negro | |

Elementos adicionales pagados

- Pelota de compresión (a dibujar)
- Dimensión: _____ cm
- Amovible
- Fija
- Cara interna de la mano
- Dorso de la mano
- Ballena palmar (por dibujar)

Abertura

- Cremallera
- Velcro
- largo : _____ cm
- Cara interna de la mano
- Dorso de la mano
- Lado auricular

Comentarios: _____

Circunferencias (cm)

- 22** contorno de la muñeca + 5 cm max
- 23** contorno de muñeca
- E** contorno de la mano en la cabeza de los metacarpianos
- F** contorno del dedo meñique a nivel de la 1ª falange
- G** contorno del dedo meñique a nivel de la 3ª falange
- H** contorno del dedo anular a nivel de la 1ª falange
- I** contorno del dedo anular a nivel de la 3ª falange
- J** contorno del dedo medio a nivel de la 1ª falange
- K** contorno del dedo medio a nivel de la 3ª falange
- L** contorno del dedo índice a nivel de la 1ª falange
- M** contorno del dedo índice a nivel de la 3ª falange
- N** contorno del dedo pulgar a nivel de la 1ª falange
- O** contorno del dedo pulgar a nivel de la 2ª falange

Largos (cm)

- D** largo de la cara palmar
- P** largo del dedo meñique
- Q** largo del dedo anular
- R** largo del dedo medio
- S** largo del dedo indice
- T** largo desde arriba del índice hasta la comisura del pulgar
- U** largo del dedo pulgar
- Z** largo del manguito hasta 5 cm max

Puntas de dedo

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Abierta <input type="checkbox"/> Cerrada |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Abierta <input type="checkbox"/> Cerrada |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Abierta <input type="checkbox"/> Cerrada |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Abierta <input type="checkbox"/> Cerrada |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Abierta <input type="checkbox"/> Cerrada |

**Largo de los dedos : 2 cm mín. en Filifine
1 cm mín. en AirSkin**

