

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



CICATREX®
PIERNAS & PELVIS N° 4a

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Código Cliente:

Nombre del prescriptor:

Apellido del paciente :

Nombre del paciente :

Fecha de nacimiento :

Dirección :

N° de expediente para reposición :



Fecha :

Talla del paciente :

Sexo : M F Niño

1er tratamiento Cantidad:

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Se ruega también completar la ficha 4b



○ circunferencia largo Entrepierna

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



CICATREX®
PIERNAS & PELVIS N° 4b

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Código Cliente:

Nombre del prescriptor:

Apellido del paciente :

Nombre del paciente :

Fecha de nacimiento :

Dirección :

N° de expediente para reposición :

Fecha :

Talla del paciente :

Sexo : M F Niño

1er tratamiento Cantidad:

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Se ruega también completar la ficha 4a

Modelo de base

- Modelo**
- Panty
 - Pierna sola
- Tejido**
- Cicatrex® Nature**
- blanco
 - beige
 - negro
- Cicatrex® Filifine**
- blanco
 - beige
 - negro
- Cicatrex® AirSkin**
- beige
 - negro
- Entrepierna**
- abierto
 - patilla de limpieza
 - cerrado
 - acople
 - bolsillo canguro
- Fijación para chaleco**
- Velcro
- Pie**
- abierto
 - izquierda derecha
 - cerrado
 - izquierda derecha
 - adjunto
 - izquierda derecha
 - separado
 - izquierda derecha

Elementos adicionales pagados

- Abertura vientre**
- Cierre con cremallera
 - Velcro
- largo: cm
- Ubicación**
- delante
 - detrás
 - derecha
 - izquierda
- Fijación**
- tirantes
 - cintura
- Pelota de compresión (por dibujar)
- Dimensión: cm
- Amovible
 - Fija

- Elementos adicionales Piernas**
- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | izquierda | derecha |
| Cierre con cremallera | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| velcro (debe posicionarse en el dibujo ficha 4 a) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| largo en cm | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| posición delante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| posición detrás (panty únicamente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| posición exterior | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| posición interior (calcetines únicamente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tejido suave | | |
| rodilla | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| talón | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| otros: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fijación | | |
| Sin antideslizante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antideslizante silicona mujer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antideslizante silicona hombre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| antideslizante látex | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elástico simple | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elástico antideslizante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Comentarios:

Para un guante de pie, se ruega completar la ficha Pie n° 5

Piernas (Lado derecho)

- | | |
|--|---|
| (A) circunferencia a nivel de la cabeza de los metatarsos | 1 altura desde el suelo hasta el punto B |
| (H) circunferencia del empeine pasando por el talón | 2 altura desde el suelo hasta el punto B1 |
| (B) contorno de tobillo (en el lugar más delgado) | 3 altura desde el suelo hasta el punto C |
| (B1) contorno de tobillo en el nacimiento de la pantorrilla | 4 altura desde el suelo hasta el punto D |
| (C) contorno de pantorrilla (en la parte más gruesa) | 5 altura desde el suelo hasta el punto E |
| (D) contorno debajo de la rodilla | 6 altura desde el suelo hasta el punto F |
| (E) contorno de rodilla | 7 altura desde el suelo hasta el punto G |
| (F) contorno a mitad del muslo | |
| (G) contorno de muslo en el pliegue glúteo | |
| (P) largo total interior del pie (desde la punta del 1º dedo del pie hasta el talón) | |
| (P') Longitud deseada (de la punta del 5to dedo del pie al talón) | |

Calzoncillo

- (K) contorno al medio de las nalgas
- (L) contorno de caderas
- (M) contorno de cintura
- (N) contorno abdominal a la altura final deseada
- g-m distancia delante: desde la entrepierna hasta la cintura (M)
- m-n distancia delante: desde la cintura (M) hasta la altura final de la panty (N)
- g-k distancia atrás: desde la entrepierna hasta las nalgas (K)
- g-l distancia atrás: desde la entrepierna hasta las caderas (L)
- g-m' distancia atrás: desde la entrepierna hasta la cintura (M)
- m-n' distancia atrás: desde la cintura (M) hasta la altura final de la panty (N)

Piernas (Lado izquierdo)

- | | |
|--|---|
| (A) circunferencia a nivel de la cabeza de los metatarsos | 1 altura desde el suelo hasta el punto B |
| (H) circunferencia del empeine pasando por el talón | 2 altura desde el suelo hasta el punto B1 |
| (B) contorno de tobillo (en el lugar más delgado) | 3 altura desde el suelo hasta el punto C |
| (B1) contorno de tobillo en el nacimiento de la pantorrilla | 4 altura desde el suelo hasta el punto D |
| (C) contorno de pantorrilla (en la parte más gruesa) | 5 altura desde el suelo hasta el punto E |
| (D) contorno debajo de la rodilla | 6 altura desde el suelo hasta el punto F |
| (E) contorno de rodilla | 7 altura desde el suelo hasta el punto G |
| (F) contorno a mitad del muslo | 8 |
| (G) contorno de muslo en el pliegue glúteo | |
| (P) largo total interior del pie (desde la punta del 1º dedo del pie hasta el talón) | |
| (P') Longitud deseada (de la punta del 5to dedo del pie al talón) | |