

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



CICATREX®

TORSO N°1a

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Código Cliente:

Nombre del prescriptor:

Apellido del paciente :

Nombre del paciente :

Fecha de nacimiento :

Dirección :

N° de expediente para reposición :

Fecha :

Talla del paciente :


Sexo : M F Niño

1er tratamiento Cantidad:

**En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo.
Se ruega dibujar con plumón negro los contornos de la prenda en el esquema
Se ruega completar también la ficha torso N° 1b**

Lado derecho

Lado izquierdo



○ circunferencia ◡ semi-circunferencia □ largo

35 y 36: Solamente para el body

Toma de medida al sesgo para un body braga

Toma de medida derecha para un body short

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



CICATREX®
TORSO N°1b

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Código Cliente: _____

Nombre del prescriptor: _____

Apellido del paciente : _____

Nombre del paciente : _____

Fecha de nacimiento : _____

Dirección : _____

N° de expediente para reposición : _____

Fecha : _____

Talla del paciente : _____

Sexo : M F Niño

1er tratamiento Cantidad: _____

**En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo.
Se ruega completar también la ficha torso N° 1a**

Modelo de base

Modelo

Chaleco Body

Cuello

Cuello redondo

Cuello en «V»

Corte para cuello en «V»

Altura (desde el esternón) _____ cm

Corte cuello atrás (cuello en «V» en la espalda)

Desde la 7a cervical _____ cm

Cuello oficial

Circunferencia

arriba _____ cm

abajo _____ cm

Altura

delante _____ cm

detrás _____ cm

Alto del esternón/cuello _____ cm

Abertura central

Cremallera

Velcro

Posición

delante

detrás

Crochete para ayudar al cierre del chaleco

Correa de sujeción de entrepierna

Largo de la correa _____ cm

Compresión axila

Derecha Sí No

Izquierda Sí No

Quando la casilla «No» marcada, tejido suave por defecto

Copas

con compresión

sin compresión

Prof. A B C

D E F

Fijación para panty

Velcro

Tejido

Cicatrex® Nature

blanco

beige

negro

Cicatrex® Filifine

blanco

beige

negro

Cicatrex® AirSkin

beige

negro

Elementos adicionales pagados

Abertura suplementaria

Ubicación: _____ (por dibujar)

Cremallera

Velcro

largo: _____ cm

Tejido suave

Codo

Otros: _____

Pelota de compresión (a dibujar)

Dimensión: _____ cm

amovible

fija

Comentarios:

Lado derecho

13 Largo hombro del acromion en el contorno de cuello n° 1

14 Contorno de sisa

16 Parte superior de la manga

15 Contorno de brazo en la axila

18 Largo hasta la mitad del brazo

17 Contorno de brazo (la parte más gruesa)

20 Largo hasta el codo

19 Contorno de codo

22 Largo hasta la mitad del antebrazo

21 Contorno del antebrazo (la parte más gruesa)

24 Largo hasta la muñeca

23 Contorno de muñeca

A Largo desde la base del cuello hasta la punta del seno

36 Contorno del muslo*

1 Contorno de cuello desde la 7ª cervical a la parte alta del esternón

2 Ancho de pecho, en inspiración (axila a axila)

4 Largo alto del esternón – línea de la axila

3 Perímetro torácico, en inspiración

6 Largo alto del esternón – bajo el pecho

5 Contorno bajo el pecho, en inspiración

8 Largo alto del esternón - cintura

7 Contorno de cintura

10 Largo parte alta del esternón – parte baja del chaleco (para un body hasta la entrepierna)

9 Contorno de caderas

37 Largo espalda (7ª vértebra cervical – parte baja del chaleco). Para un body hasta la entrepierna. Medida con la cinta de medir pegada a la piel

Lado izquierdo

12 Contorno de sisa

11 Largo hombro del acromion en el contorno de cuello n° 1

25 Contorno de brazo en la axila

26 Parte superior de la manga

27 Contorno de brazo (la parte más gruesa)

29 Contorno de codo

30 Largo hasta la mitad del brazo

31 Contorno del antebrazo (la parte más gruesa)

32 Largo hasta la mitad del antebrazo

33 Contorno de muñeca

34 Largo hasta la muñeca

35 Contorno del muslo*

B Largo desde la base del cuello hasta la punta del seno

○ circunferencia ◡ semi-circunferencia □ largo

* Solamente para el body