

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



MOBIDERM®
MANGUITOS

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Nº de expediente para reposición :

Nombre del prescriptor:

Apellido del paciente :

Nombre del paciente :

Fecha de nacimiento :

Dirección :

Fecha :

Talla del paciente :

Sexo : M F Niño

1er tratamiento Cantidad:

Código Cliente:

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo.

▲ Precisión con respecto a la toma de medidas para el largo del manguito.

La mano debe estar posicionada sobre el muslo.

Posicionar correctamente las referencias anatómicas solicitadas antes de tomar las medidas.

Largo entre la muñeca y el codo **1** **3** : partir desde el centro de la muñeca para llegar hasta la punta del codo; por lo tanto hay un efecto de rotación de la cinta de medir.

Para el largo entre el codo y el acromion **3** **7**, posicionar correctamente la cinta de medir en el exterior del brazo partiendo de la punta del codo para juntarse con la cabeza del acromion.

Para la mano, dibujar la extremidad del mitón y rayar la zona cubierta por la órtesis para continuar con la toma de medidas.

Comentarios:

Modelo

- Manguito simple
- Manguito con guantelete y pulgar
- Manguito con guantelete sin pulgar

Elementos adicionales pagados

Terminación extremidad proximal

- Elástico simple

Abertura

- Velcro solamente
Máximo 1/3 de la altura total del producto

Circunferencias (cm)

izquierda derecha

Brazo	a	Circunf. de la muñeca hasta su parte más estrecha		
	b	Circunf. en el punto equidistante entre la muñeca y el codo. Si el edema es muy localizado, el punto 2 pasa a ser el borde inferior del edema		
	c	Circunf. en el pliegue del codo		
	d	Circunf. en el punto más grueso del bíceps		
	e	Circunf. del brazo a la altura del pliegue axilar		

Alturas

izquierda derecha

Brazo	l2	Desde la muñeca hasta el punto 2		
	l3	Desde la muñeca hasta el codo (1 - 3)		
	l4	Desde la muñeca hasta el punto más grueso del bíceps (1 - 4)		
	l5	Desde la muñeca hasta la altura del pliegue axilar (1 - 5)		

Circunferencias (cm)


izquierda derecha

Mano	i	Circunf. de la mano hasta la extremidad del guantelete		
	j	Circunf. en la extremidad del pulgar		
	k	Circunf. en la base del pulgar		

Alturas

izquierda derecha

Mano	l0	Largo del pulgar (mínimo 2 cm)		
	l1	Desde la muñeca hasta la base del pulgar (1 a k)		
	l8	Distancia entre la 1a comisura y la extremidad del guantelete (mínimo 2 cm)		
	l9	Desde la muñeca hasta la extremidad del guantelete		



◆ referencias anatómicas ○ circunferencia □ largo