




WINGS
FOR YOUR HEALTH



HOME CARE 2018 - 2019



EDITORIAL

EL GRUPO THUASNE CUMPLE 170 AÑOS JUNTO A TI

THUASNE celebró en 2017 su 170 aniversario. Con ello trata de incluir los valores que atribuye a sus productos para los pacientes: eficacia, seguridad y fiabilidad, cualidades que inspiran confianza. En este contexto, nos complace presentar el nuevo catálogo THUASNE Home Care.

Este catálogo ha sido diseñado para ti, para profesionales y partes interesadas en el mundo de la salud.

No importa cuál sea la edad o la patología, todos necesitan mantener la movilidad y autonomía en todas sus actividades cotidianas. THUASNE ofrece a los pacientes una amplia gama de soluciones eficaces para ayudarles a compensar sus problemas de movilidad, especialmente a medida que envejecen.

THUASNE sigue muy atento a la seguridad de sus pacientes, proponiendo dispositivos médicos que han sido probados a fondo por organizaciones independientes aplicando los estándares más actuales.

Los usuarios pueden continuar viviendo en el hogar o en un centro de atención médica en las mejores condiciones de seguridad y garantías, con el mayor nivel posible de actividad, libertad e independencia.

THUASNE te acompaña más que nunca en este mercado, desarrollando nuevas soluciones con la ambición de contribuir a un "envejecimiento feliz" para todos.

THUASNE desea agradecerte tu confianza y cercanía; a la espera que este catálogo sea una herramienta útil en la práctica diaria para proporcionar respuestas óptimas a las necesidades de tus pacientes.

THUASNE sigue hoy dando alas a tu salud.

Elizabeth Ducottet
Directora General



MOVILIDAD & TRANSFERENCIA

BASTONES	6
ANDADORES	12
ROLLATORS	13
SILLAS DE RUEDAS	17
SILLÓN ELEVADOR	20



AYUDA EN LA VIDA COTIDIANA

ASIENTOS DE DUCHA	24
ASIENTOS DE BAÑO	25
ACCESORIOS DE BAÑO	26
ELEVADORES DE INODORO	29
SILLAS DE INODORO	30
TENSIÓMETROS	32
TERMÓMETROS	34



LA CAMA Y SU ENTORNO

AYUDA PARA LA PREVENCIÓN DE ESCARAS	38
ACCESORIOS	40
COJINES	41
ALMOHADAS	43
COLCHONES	44
CAMAS HOSPITALARIAS	47
ACCESORIOS DE CAMAS	50



MOVILIDAD & TRANSFERENCIA

BASTONES

ANDADORES

ROLLATORS

SILLAS DE RUEDAS

SILLÓN ELEVADOR



BASTONES

Bastones testados por el CERAH (Francia) de acuerdo con los estándares ISO 11334-1



Bastón Globe-trotter

- Apoyo amplio para repartir de manera óptima las presiones en el antebrazo.
- Apoyo braquial reforzado para un usuario de 150 kg.
- La empuñadura está provista de un tope para evitar que la mano se deslice.
- Material de aluminio.

Gris

Ref. W2016 022 010 x 10 pares

Azul

Ref. W2016 021 010 x 10 pares

Altura ajustable de 77 a 99 cm
5 posiciones - 2,5 cm de variación

Peso 510 g por unidad



Conteras flexibles

Para bastón Globe-Trotte gris y bastón Globe-Trotter+

Ref. WW2016 0016A Por 6

Diámetro interior 19 mm

Para bastón Globe-Trotter azul

Ref. WW2016 0008A Por 6

Diámetro interior 19 mm



Bastón Globe-trotter +

- Bastón de doble material.
- Apoyo amplio para repartir de manera óptima las presiones en el antebrazo.
- Empuñadura cubierta con un material acolchado y equipado con un tope para evitar que la mano se deslice.
- Diseño atractivo y amplia comodidad para caminar.
- Material de aluminio.

Ref. W2017 021 006 x 6 pares

Altura ajustable de 77 a 99 cm

5 posiciones - 2,5 cm de variación

Peso 510 g por unidad





Conteras para la nieve

Para una utilización sobre una superficie congelada o nevada.

Ref. W2018 001 001 Por par

Los bastones Globe Trotter y Globe Trotter+ están homologados para un usuario de un peso máximo de 150 kg.



Confort :
material ligero
y con sistema
antideslizante

Seguridad :
con reflectante
en la parte
delantera



BASTONES

Bastones testados por el CERAH (Francia) de acuerdo con los estándares ISO 11334-1



Bastón inglés de niño

- Empuñadura flexible.
- Catafaro en la parte delantera y trasera de la empuñadura que garantiza una mayor seguridad en la noche.
- Soporte de brazo y de altura regulables.
- Anillo antirruido para un uso discreto.
- Material de aluminio.

Ref. W2015 003 001 Por par

Altura ajustable de 58 a 75 cm
7 posiciones - 2,5 cm de variación

Peso 470 g por unidad



Bastón inglés confort

- Gran confort y seguridad.
- Agarre cómodo con forma anatómica para una mejor distribución del peso.
- Soporte para poder enganchar el brazo cuando hay que abrir una puerta.
- Soporte de brazo ajustable en altura.
- Material de aluminio.

Azul metalizado

Ref. W2030 004 002 Por par

Altura ajustable de 74 a 96 cm
10 posiciones - 2,5 cm de variación

Reposabrazos ajustable de 24 a 32 cm
Peso 860g por unidad



Muleta de axila

- Acolchado para una alta comodidad.
- Excelente apoyo durante la marcha.
- Material de aluminio.

Talla pequeña (S)

Ref. W2010 002 101 Por par

Altura del paciente 135 - 155 cm
Ajuste del altura de 90 a 110 cm

Talla Mediana (M)

Ref. W2010 002 201 Por par

Altura del paciente 155 - 175 cm
Ajuste del altura de 110 a 130 cm

Talla grande (L)

Ref. W2010 002 301 Por par

Altura del paciente 175 - 195 cm
Ajuste del altura de 130 a 150 cm
Peso entre 850 g & 990 g



Bastón Anatómico Soft Walk

- Resistente a la vez que cómodo y estético.
- Puño anatómico con ligera curvatura útil tanto para manos grandes como para pequeñas
- Con correa práctica de muñeca con fácil liberación de la misma.
- Catadióptrico en la parte delantera para mayor visibilidad.
- Extremo de caucho antideslizante.
- Tubo de aluminio marrón metalizado.

Derecho

Ref. W2130 001 001

Izquierdo

Ref. W2131 001 001

Altura ajustable de 74 a 94 cm
Peso 395 g (con correa)

Bastón puño anatómico Art

- Cómodo y resistente
- Agarre cómodo con forma anatómica para una mejor distribución del peso.
- Anillo antirruido que permite una utilización discreta.
- Amplio rango de ajuste en altura.
- Tubo de aluminio.

Derecho

Ref. W2110 001 001

Izquierdo

Ref. W2111 001 001

Altura ajustable de 77 a 100 cm
Peso 400 g



Bastones de madera

- Elegantes, ligeros, protegidos con un barniz muy resistente.
- El puño curvo permite mantenerlo sobre el brazo.
- El bastón en T tiene un puño muy cómodo.
- Madera de castaño.

Con puño curvo

Ref. W2040 003 018

Con puño en T

Ref. W2100 001 048

Altura 90 cm
Peso 300 g



Conteras

- Para los bastones de aluminio.
- Se adaptan a los modelos, bastón anatómico Art, bastón clásico con mango en T y bastón plegable.
- Color negro.

Ref. WW59500001A

Diámetro interior 19 mm





BASTONES PLEGABLES

Nuevo
2018



Bastón plegable Élite

- Elegante, muy ligero y resistente. Incluye una bolsa para guardar y una correa de muñeca a juego.
- Bastón ajustable que se puede plegar en 4 secciones. Anillo anti-ruido.
- Compacto y discreto, es fácil de plegar para guardarlo en una bolsa o maleta, protegido por su bolsa.
- Mango Derby de madera de gran modelo con correa y punta negra.
- Hecho de aluminio e impreso de color. Contera de goma antideslizante.

Diseño ajedrez gris y negro

Ref. W2071 001 401

Altura ajustable	de 82 a 94 cm 5 posiciones - 3 cm de variación
Longitud plegado	30 cm
Mango (Lxl)	12,9 x 2,3 cm
Peso	320 g
Bolsa (Lxl)	37 x 17,5 cm



158 - 182 cm
120 kg máx

Bastones testados
por el CERAH
(Francia) de acuerdo
con los estándares
NF EN 1985



Bastón clásico plegable

- Mango en forma de T de madera confortable y agradable al tacto.
- Ajustable en altura.
- Anillo antirruido para un uso más silencioso.
- Tubo de aluminio.


Negro

Ref. W2070 001 001

Altura ajustable	de 83 a 93 cm
Longitud plegado	31 cm
Peso	350 g



160 - 180 cm
100 kg máx



Liberty




Cachemir



Rose



Wild fruit



Bellflower



Red diamond

Nuevo
2018

MyLittleCane

Diseño actual, colorido, muy ligero y muy resistente, **MyLittleCane** le acompaña diariamente para todas sus actividades.

- Bastón plegable con una bolsa para guardar y una correa de muñeca a juego.
- Ajustable y plegable en 5 secciones. Silencioso gracias al anillo anti-ruido.
- Muy compacto y novedoso. Fácil para plegar / desplegar. Es ideal para transportar en un bolso, una maleta o un coche.
- Muy práctico, la correa de la muñeca deja las manos libres y mantiene el bastón a la mano en todo momento.
- Hecho de aluminio impreso de color. Contera de goma antideslizante.



Liberty

Ref. W2072 002 501

Cachemir

Ref. W2072 003 501

Rose

Ref. W2072 004 501

Wild fruit

Ref. W2072 005 501

Bellflower

Ref. W2072 006 501

Red diamond

Ref. W2073 001 501

Ajustable en altura	de 82 a 89,5 cm 4 posiciones - 2,5 cm de variación
Longitud plegado	23 cm
Mango (L x W)	11,7 x 2,3 cm
Peso	250 g
Bolsa (L x W)	29 x 15 cm



158 - 173 cm
120 kg máx





ANDADORES

Andadores testados por el CERAH (Francia) de acuerdo con los estándares ISO 11199



Andador fijo

- Ligero y resistente.
- Empuñadura muy confortable.
- Gran estabilidad gracias a sus patas inclinadas.
- En aluminio.

Azul

Ref. W2320 001 001

Altura ajustable	de 78 a 85 cm
Anchura y profundidad máxima	63 x 41 cm
Peso	1,8 kg



Andador plegable VT902

- Se pliega fácilmente.
- Empuñaduras confortables.
- Altura ajustable.

Azul

Ref. W2300 003 002

Bronce

Ref. W2300 003 010

Altura ajustable	de 80 a 92 cm (por niveles de 2,5 cm)
Anchura y profundidad máxima	65 x 47 cm
Peso	2,8 kg

Andador plegable articulado VT903

- Sistema articulado para facilitar el avance (2 tipos de pasos: largo y corto).
- Se pliega fácilmente.
- Empuñaduras confortables.
- Altura ajustable.

Azul

Ref. W2310 003 002

Bronce

Ref. W2310 003 010

Altura ajustable	de 78 a 90 cm
Anchura y profundidad máxima	69 x 47 cm
Peso	3 kg



ROLLATORS

Rollators testados por el CERAH (Francia) de acuerdo con los estándares ISO 11199



Respaldo
desmontable



Rollator Duo Confort

- Para uso en interior.
- Estabilidad probada, fácil de plegar.
- Ajuste en altura del asiento para una mayor comodidad.
- Empuñaduras muy cómodas ajustables en altura.
- Parte del asiento extraíble.

Gris

Ref. W2220 003 002

Altura ajustable	de 79 a 96 cm
Rollator (a x p)	58,5 x 65 cm
Altura del asiento	52 cm
Peso con / sin asiento	5,7 kg / 5,3 kg



Plegable

Andador con ruedas Rollator Trio

Con cesta y bandeja.

- Muy manejable tanto en interior como en exterior (rueda delantera giratoria).
- Empuñaduras de forma anatómica y ajustables en altura para un mayor confort.
- Frenos para reducir la marcha en descenso.
- Freno de estacionamiento para inmovilizar las ruedas en terreno con pendiente.
- Plegable y fácilmente transportable.

Azul

Ref. W2200 004 002

Altura ajustable	de 80,5 a 92,5 cm
Rollator (a x p)	64 x 69 cm
Peso	7 kg



ROLLATORS

Rollators testados por el CERAH (Francia) de acuerdo con los estándares ISO 11199



Plegado, puede mantenerse de pie.

Andador con ruedas Rollator Quatro

Con cesta, bandeja y soporte para bastón.

- Uso tanto para exterior como para interior.
- Proporciona una ayuda ideal para el desplazamiento tanto en el interior como exterior del hogar.
- Asideros flexibles y anatómicos que ofrecen una gran comodidad.
- Frenos de estacionamiento que permiten la inmovilización del andador antes de sentarse.



Azul

Ref. V0504026

Gris

Ref. V0504029

Altura ajustable	de 78,5 a 97,5 cm
Rollator (a x p)	59,5 x 67,5 cm
Asiento (a x p)	39 x 22 cm
Altura del asiento	60,5 cm
Peso	9,4 kg (sin bandeja ni cesta) 10,2 kg (con bandeja y cesta)



Andador con ruedas Rollator Move Light

Con cesta y soporte para bastón.

- Para el interior y exterior.
- Muy ligero y fácil de transportar.
- Asiento amplio con respaldo acolchado que permite mayor comodidad.
- Fácil de transportar y guardar una vez plegado.
- Con frenos de estacionamiento.
- De aluminio.



Azul

Ref. V0504185

Gris

Ref. V0504180

Altura ajustable	de 81 a 92 cm
Rollator (a x p)	61 x 71 cm
Asiento (a x p)	30 x 29,5 cm
Altura del asiento	58 cm
Peso	7,5 kg





ROLLATORS

Nuevo
Disponible a partir del
segundo trimestre
de 2018

Atractivo y discreto,
los cables del freno
están incorporados
en la estructura.



Asiento
cómodo
y seguro:
asiento
acolchado
y respaldo
flexible.

Ayuda a la marcha a
través de pavimentos
irregulares y
obstáculos.



Se dobla sin
esfuerzo con
una mano.

Se mantiene erguido
cuando está plegado.
Estrecho, sólo 23 cm
de ancho.




Ultracompacto cuando está
completamente plegado.



Gris, negro y azul
Ref. W2230 001 001

Altura ajustable de la empuñadura	de 79 a 91,5 cm 2,5 cm de variación
Rollator (a x p)	67 x 70 cm
Rollator plegado (a)	23 cm
Asiento (a x p)	45 x 22,5 cm
Altura del asiento	54 cm
Peso total con cesta	7,9 kg
Altura aproximada del usuario	160 a 190 cm



Rollators testados
por el CERAH
(Francia) de acuerdo
con los estándares
ISO 11199

Rollator New Design

Con una cesta desmontable y un soporte para el bastón reversible izquierda / derecha.

- Un Rollator innovador: el diseño fue estudiado para proporcionar apoyo durante el día a día.
- Hecho de aluminio: muy manejable, estable y ligero.
- Ideal para uso en interiores y exteriores, proporcionando una posición natural para caminar.
- Se dobla sin esfuerzo con una mano.
- Acabados novedosos: frenos incorporados en la estructura, asiento amortiguado y cesta.
- Los frenos de estacionamiento mantienen el rollator fijo para que el usuario pueda sentarse con seguridad.
- Asas ergonómicas con altura ajustable para adaptarse a cada usuario.
- Permite tomar un descanso seguro y cómodo : asiento amortiguado y respaldo flexible para apoyarse sin caerse hacia atrás.
- Facilita la marcha a través de pavimento irregular y obstáculos.
- Totalmente plegable, es ultracompacto y cabe fácilmente en el maletero de un coche pequeño.

SILLAS DE RUEDAS

Silla de ruedas
testadas por el CERAH
(Francia) de acuerdo
con los estándares
NF EN 12183



Apoyabrazos plegables

Fácil de transportar
Empuñaduras
ergonómicas para
traslado de la silla



Reposa pies
amovibles

Ruedas de desmontaje rápido

Classic Light

- Silla plegable, robusta y ligera a la vez.
- Parte compacta de la silla, de peso ligero (10 kg) para un fácil almacenamiento en un coche.
- Asiento almohadillado confortable, y anti-inflamable para mayor seguridad.
- Ruedas traseras de 24" con cubiertas neumáticas o sólidas.
- Ruedas delanteras con cubiertas sólidas de 8" x 1".

Negro / Negro
Ref. W5500

Anchura total	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Longitud y altura total	113 x 98 cm
Altura del asiento	50 cm
Profundidad del asiento	41 cm
Peso de la silla / estructura	18 / 10 kg

Existen
diversas
anchuras para
el asiento :
41 - 45 - 51 cm





SILLAS DE RUEDAS

Silla de ruedas testada por el CERAH (Francia) de acuerdo con los estándares NF EN 12183



Apoyabrazos tetráctiles con empuñadura para facilitar la transferencia



Sistema de desmonte rápido de ruedas.

Reposapiés (ajustable en altura) extraíble para su fácil transporte

Existen diversas anchuras para el asiento : 41 - 43 - 45 - 51 cm

Classic DF+

- Silla plegable, robusta y funcional.
- Fácil de transportar.
- Estructura de acero y con doble cruceta.
- Asiento y respaldo de Nylon.
- Bolsillo de almacenamiento en la parte posterior.
- Ruedas traseras de 24" con cubiertas neumáticas o sólidas flexibles.
- Ruedas delanteras con cubiertas sólidas de 8" x 1".

Negro / Azul

Ref. W5600

Anchura total	61 / 64 / 66 / 70 cm
Longitud y altura total	115 x 92 cm
Altura del asiento	48 a 52 cm
Profundidad del asiento	45 cm
Peso de la silla / estructura	19 / 12 kg



Existen diversas anchuras para el asiento : 41 - 45 - 51 cm

Respaldo reclinable de 0° a 50°

Ruedas de desmontaje rápido

Classic Evolution con respaldo reclinable

- Silla plegable, compacta y fácil de transportar.
- Asiento almohadillado confortable, anti-inflamable para una mayor seguridad.
- Respaldo grande cuya inclinación pueda regularse con gran precisión.
- Reposabrazos desmontables. Más bajos en la parte delantera para permitir al usuario acercarse a la mesa.
- Ruedas traseras de 24" con cubiertas neumáticas o sólidas.
- Ruedas delanteras con cubiertas sólidas de 8" x 1".

Ref. W5450

Anchura total	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Sillón (l x a)	104 x 93 cm
Altura del asiento	50 cm
Profundidad del asiento	41 cm
Peso de la silla / estructura	19 / 12,3 kg



ACCESORIOS



Mesita doble cara

- Se adapta solamente a Classic Evolution W5450.
- Se fija con velcro.

de color gris, imitación de madera
Ref. WW540 000 020

Kit de tránsito

Para Classic Evolution y Classic DF.

Ref. WW540 000 021



Sujeción de piernas / reposapiés

Para Classic DF+

Izquierda Ref. WW560 000 019

Derecha Ref. WW560 000 020

Para Classic DF y Evolution

Izquierda Ref. WW540 000 014

Derecha Ref. WW540 000 015

Para Classic Light

Izquierda Ref. WW550 000 026

Derecha Ref. WW550 000 027





SILLONES ELEVADORES



Elevado



Sentado



Posición de relax



130 kg
máx

Sillón Elevador John

- Cómodo sillón reclinable con respaldo que proporciona un excelente soporte lumbar.
- 4 posiciones : Sentado, relajado / TV, echado y levemente levantado para facilitar la incorporación del usuario.
- Control remoto con dos botones simples de usar. Bolsillo derecho para guardar el mando a distancia.
- Las ruedas en la parte posterior del sillón para un transporte más fácil.
- Se entrega desmontado. Se monta en segundos sin necesidad de herramientas.
- Sillón elevador con 1 motor. El motor cumple con los requisitos y especificaciones CE.

Disponible en 3 modelos :

- Simil-Piel color moka: capa muy suave, impermeable y fácil de limpiar. Algodón / poliéster con revestimiento de poliuretano.
- Tejido de microfibra de color chocolate, 100% poliéster
- Tejido de microfibra premium de color camel, 100% poliéster.

Tejidos Moka y Chocolate: resistencia al fuego probado y aprobado por un laboratorio independiente para mayor seguridad.

Los modelos de microfibra de chocolate y camel cuentan con protecciones opcionales para el reposacabezas y los apoyabrazos.

Asiento extraíble con una funda de asiento totalmente desmontable.


Tejidos Moka y Chocolate :
sillones elevadores
adecuados para su uso
en centros especializados
(probadas de acuerdo con las
normas EN 1021-1 y 2
de resistencia al fuego).



Acabado Moka.
Reclinado.



Nuevo
2018



Acabado Camel. Relax.

Moka

Ref. W7503 440 001

Camel

Ref. W7503 590 001

Chocolate

Ref. W7503 214 001

Altura del asiento	48 cm
Sillón (l x p x a)	84 x 81 x 105 cm
Anchura entre los reposabrazos	55 cm
Profundidad de asiento	50 cm
Longitud total en posición para dormir	163 cm
Peso del asiento	55 kg



Protección del apoyacabezas.



Protecciones de los apoyabrazos.

Nuevo
2018



Acabado Chocolate.
Elevado.



AYUDA EN LA VIDA COTIDIANA

ASIENTOS DE DUCHA

ASIENTOS DE BAÑO

ACCESORIOS DE BAÑO

ELEVADORES DE INODORO

SILLAS DE INODORO

TENSIÓMETROS

TERMÓMETROS



SILLAS DE DUCHA



Silla de ducha móvil

- Con ruedas que permiten su fácil desplazamiento y transporte.
- Reposapiés plegable para más comodidad y seguridad.
- Estructura de aluminio con revestimiento epoxy.



Ref. V1214515

Silla (An. x P)	57 x 58 cm
Altura de la silla	48 cm
Asiento (An. x Alt. x P)	46 x 41 x 38 cm
Anchura del asiento entre reposabrazos	44 cm
Peso	8 kg



Silla y taburete de ducha

- La forma redondeada del asiento y su superficie granulada garantizan la seguridad del mantenimiento.
- Respaldo y asiento perforados para permitir la evacuación del agua.
- Agarradores integrados para una mayor estabilidad.
- Altura del asiento ajustable para sentarse y levantarse con mayor facilidad.
- Estructura de aluminio (no se oxida).



Silla de ducha


Ref. W1600 001 001

Taburete de ducha

Ref. W1610 001 000

Altura del asiento ajustable	de 36 a 46 cm
Asiento, silla y taburete (An. x p)	51 x 31 cm

SILLAS DE BAÑO



Silla de baño pivotante

- Esta silla permite el traslado a la bañera y la ducha sentado con total seguridad.
- El asiento pivota en 360° y se bloquea cada 90° gracias a una manecilla flexible.
- Muy estable gracias a sus patines de caucho y a sus 2 ejes de estabilización.
- Estructura de aluminio, tornillos de acero inoxidable, asiento de polietileno de alta densidad (no se oxida).



Ref. V1217532

Asiento (An. x p)	42 x 39 cm
Ancho total	71 cm
Anchura entre reposabrazos	56 cm
Peso	4 kg

Asientos de bañera

Con respaldo

- Regulable en anchura, este asiento aporta al usuario mayor estabilidad.
- Respaldo alto y reposabrazos para un mayor confort.

Ref. V1214521

Asiento (An. x p)	42 x 38 cm
Ancho y altura total	65 - 72 x 37 cm
Anchura entre reposabrazos	44 - 51 cm
Altura de reposabrazos	22 cm
Peso	4,65 kg

Sin respaldo

- Regulable en altura (3 posiciones) y ajustable en anchura, este asiento evita que el usuario quede demasiado bajo dentro de la bañera.

Ref. V1214520

Asiento (An. x p)	42 x 38 cm
Altura del asiento	0 - 12 - 22 cm
Ancho y altura total	65 a 72 x 27 cm
Anchura entre reposabrazos	44 - 51 cm
Peso	3,2 kg

Estos asientos pueden instalarse y retirarse en un instante ; los anchos reposabrazos se apoyan en los bordes de la bañera. Asiento de polipropileno perforado para permitir la evacuación del agua.

Estructura de acero inoxidable y aluminio anodizado, totalmente inoxidable. Lavable.





ACCESORIOS DE BAÑO



200 kg
máx

Tablas de baño

Con agarre

- Buena estabilidad gracias a su profundidad y a su forma anatómica.

Ref. W1820 003 001

Con ventosas

- Ofrece óptima seguridad y gran facilidad de instalación, gracias a su exclusivo sistema de fijación :
 - Las dos ventosas orientables aseguran una perfecta adherencia a los bordes de la bañera.
 - Dos manecillas ubicadas en la parte superior permiten ajustar sin mayor esfuerzo el ancho de la tabla.
- Recorte delantero para facilitar el aseo íntimo.

Ref. W1820 002 002 A

	Con agarre	Con ventosas
Tabla (p x Alt. X An.)	69 x 27 x 10 cm	68 x 27 x 20 cm
Ancho total (mín-máx)	27 cm	27 - 33 cm
Soportes ajustables en anchura	40 - 61 cm	42,5 - 65 cm
Anchura interior máxima (bañera)	61 cm	65 cm
Peso	1,3 kg	1,8 kg

Estas tablas permiten sentarse o entrar fácilmente en la bañera o tomar una ducha en posición sentada.

El asidero permite traslados seguros.

Se adapta sin herramientas al 95% de las bañeras estándar.

Jabonera integrada.



125 kg
máx

Asiento de ducha elevable

- Estructura de polipropileno con orificios para la evacuación del agua.
- Elevable, este asiento ocupa poco espacio en la ducha.
- Patrón para fijar el asiento a la pared con gran facilidad.

Ref. V1214519

Asiento (An. x p)	42 x 38 cm
Dimensiones abiertas (p x An. x Alt.)	52 x 42 x 11 cm
Dimensiones cerradas (p x An. x Alt.)	12 x 42 x 45 cm
Peso	3 kg



200 kg
máx

Taburete de baño con ventosas

- Se fija en el fondo de la bañera con 4 ventosas, una de ellas con palanca de bloqueo.
- Muy cómodo gracias a su asiento amplio y anatómico.
- Su diseño permite la evacuación óptima del agua.
- El recorte delantero facilita el aseo íntimo.
- Ajustable en 2 alturas, 20 o 25 cm.

Ref. W1630 002 001

Asiento (An. x p)	40 x 32 cm
Altura total	20 - 25 cm
Peso	1,5 kg

Protecciones para la ducha

- Protege el cuerpo contra las salpicaduras de agua.
- Bandas adhesivas que ofrecen un buen mantenimiento y protección.

Mano

Ref. V1206116 Par de 3

Brazo

Ref. V1206110 Par de 3

Pierna

Ref. V1206114 Par de 3

Pie

Ref. V1206112 Par de 3



Alfombra de ducha

no disponible
en España

- Previene resbalones por accidente.
- Excelente adherencia sobre el soporte, gracias a múltiples ventosas.
- 100% de PVC, por lo tanto evita el riesgo de moho.

Blanco nacarado


Ref. W1850 002 002

Alfombra de ducha (dimensiones) 51 x 51 cm





ACCESORIOS DE BAÑO



160 kg
máx

Asideros antideslizantes

- Diseñados para proteger los desplazamientos y traslados en el interior del hogar.
- Material antideslizante: garantiza seguridad y gran confort.
- De fácil instalación y muy discretos.
- Fijación con cuatro tornillos y tacos (no incluidos).

Asidero recto : protege los traslados en el cuarto de baño, en las escaleras, etc.

30 cm Ref. V1213716


45 cm Ref. V1213717

60 cm Ref. V1213718

Asidero acodado : para levantarse del servicio o de la bañera.

33 cm Ref. V1213719

40 cm Ref. V1213720



120 kg
máx

Barandillas

- Soporte para sentarse o ponerse de pie.
- En general, se instalan dos barandillas a cada lado del inodoro, a una distancia de 60 cm y a una altura de unos 80 cm.
- En caso de utilización de una silla de ruedas, una de las barandillas puede levantarse para permitir el acceso al inodoro.

Ref. V1213714	Por unidad
Barandilla (dimensiones)	70 x 20 x 10 cm



Soporte para entrar en la bañera

- Brinda un punto de apoyo a la altura adecuada para poder entrar en la bañera.
- Empuñadura de plástico granuloso que garantiza una excelente sujeción.
- Se fija sin herramientas en el borde de la bañera con ayuda de una pinza ajustable (recubierta con caucho para no rayar la bañera).

Ref. W1740 001 001	
Pinza ajustable	de 6,5 a 17 cm
Altura por encima del borde de la bañera	más 30 cm

ELEVADORES DE INODORO



185 kg
máx

Elevador de espuma

- Muy confortable y estable.
- De espuma protegida por una película impermeable.
- Se ajusta fácilmente en una gran mayoría de inodoros.
- Puede limpiarse con agua y jabón o desinfectarse con productos exentos de cloro.

11 cm Ref. W1550 001 001

Puede lavarse

5 min a 90°C



200 kg
máx

Elevador con fijación por patas

- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Recorte en la parte delantera y posterior para facilitar el aseo íntimo.
- Patas de fijación ajustables con ayuda de dos botones exteriores.
- Sistema que permite instalar y retirar rápidamente el elevador.

Con tapa

10 cm Ref. W1840 005 201

14 cm Ref. W1840 005 301

Sin tapa

10 cm Ref. W1840 004 201

14 cm Ref. W1840 004 301



185 kg
máx

Elevador de inodoro con soportes de ajuste rápido

- Su sistema de fijación garantiza una perfecta estabilidad.
- Recorte en la parte delantera para facilitar el aseo íntimo.
- Superficie lisa y fácil de limpiar.
- También disponible con tapa para que el retrete conserve su apariencia tradicional.
- 4 puntos de fijación.

Con tapa

10 cm Ref. V1214722

Sin tapa

10 cm Ref. V1214721



190 kg
máx

Elevador fijado por clip

- Su fijación por clip (directamente en el agujero del inodoro), garantiza una excelente estabilidad. La abertura delantera facilita el aseo íntimo.
- Muy ligero, fácilmente transportable.

10 cm Ref. W1510 003 001



SILLAS DE INODORO



Silla de inodoro clásica

- Forma exclusiva, sólida y confortable.
- Almohadillado acolchado.



Ref. V1214540	Por unidad
Ref. V1214541	Por 3
Altura suelo-asiento	48 cm
Anchura del asiento	44 cm
Anchura entre los reposabrazos	55 cm

Su respaldo curvo y su asiento almohadillado hace de ellas sillas muy cómodas. La tapa del inodoro se levanta para facilitar su limpieza.

La cubeta puede sacarse lateralmente o a través del asiento, para evitar trasladar al paciente. Está equipada con una tapa anti-olores gracias a su doble borde.



Silla de inodoro

- Forma sólida, sólida y confortable.


Ref. V1216540	Por unidad
Ref. V1216541	Por 3
Altura suelo-asiento perforado	49 cm
Anchura del asiento	45 cm
Anchura entre los reposabrazos	52,5 cm

no disponible en España

Sistema anti-deslizante



Elevador



Marco de inodoro



Caja de transporte

Silla de inodoro 3 en 1

- Silla de inodoro, elevador y marco de inodoro, todo integrado.
- Altura del asiento graduable.
- Fácilmente plegable y fácil de transportar.
- Se monta y se desmonta sin herramientas en 5 minutos.
- Estructura de acero pintado epoxi.

Blanco, azul pálido, azul marino

Ref. W1910 001 001

Altura del asiento (7 posiciones)	43 a 58 cm
Anchura entre apoyabrazos	47,5 cm



Altura ajustable

Silla de inodoro (con tapa del inodoro azul marino)

Silla de inodoro de traslado

- Esta silla permite desplazar fácilmente a la persona; también puede colocarse por encima del inodoro.
- Respaldo alto para garantizar una excelente estabilización.
- Reposabrazos abatibles hacia abajo.
- Sus ruedas traseras están provistas de un freno.
- Reposapiés abatibles y amovibles, para facilitar los traslados.
- Compacta una vez desmontada, se transporta fácilmente.

Azul

Ref. W1960 002 002

Altura del asiento	46 cm
Anchura entre los reposabrazos	46 cm
Altura del respaldo	44,5 cm
Diámetro de ruedas	125 mm
Silla (An. x p x Alt.)	56 x 77 x 95 cm





TENSIÓMETROS

Nada reemplaza una consulta médica ; pero el auto-control de su presión arterial en su propio entorno aportará a su médico precisa información y podrá ayudarle a establecer el diagnóstico y prescribir el tratamiento adecuado.

Los tensiómetros Thuasne permiten detectar la arritmia cardíaca (IHD). Muestra simultáneamente y con precisión las presiones sistólica y diastólica y el pulso.

Han sido probados clínicamente por la BHS (British Hypertension Society).



Tensiómetro automático de brazo con sistema de tres medidas

- Para un control muy regular de su presión arterial.
- Para mayor precisión, toma automáticamente 3 medidas sucesivas y calcula un promedio inteligente (tecnología MAM).
- Pantalla grande, fácil de leer.
- Conserva en memoria hasta 99 medidas, para 1 o 2 usuarios.
- Funciona con pilas o con un adaptador de corriente (optativo).
- Entregado con bolsa de transporte, instrucciones detalladas y pasaporte de salud.
- Validado A/A por el BHS.

Ref. W0840 004 001

Tensiómetro de brazo Classic

- Para control regular de su presión arterial.
- Toma de medidas rápida y fiable.
- Se almacenan las 99 últimas medidas.
- Funciona con pilas o con un adaptador a la corriente (optativo).
- Entregado con bolsa de transporte, instrucciones detalladas y pasaporte de salud.
- Validado A/A por el BHS.

Ref. W0850 002 001



Tensiómetro de muñeca compacto

- Ideal para tomar la presión fácil y rápidamente.
- Se adapta fácilmente a la muñeca y no necesita subir la manga.
- Se almacenan las 60 últimas medidas.
- Entregado en una cápsula de transporte con instrucciones detalladas y un pasaporte de salud.
- Liviano y discreto.

Ref. W0890 002 001



Certificación BHS (British Hypertension Society)

Gamas de medición

C/B para el modelo de muñeca
A/A para los modelos de brazo

presión sistólica / diastólica : 30 - 280 mmHg
pulso : 40 - 200 pulsaciones / mn

Precisión

presión : + / - 3 mmHg
pulso : + / - 5 %

Memorias

Muñeca : 60 memorias
Modelos brazo : 99 memorias

Manguito

Muñeca : 13,5 a 19,5 cm
Modelos brazo : 22 a 32 cm
Manguito ancho optativo : 32 a 42 cm
Muñeca : 2 pilas AAA 1,5 V (incluidas)
Modelos brazo : 4 pilas AA 1,5 V (incluidas)
Posibilidad de utilizar pilas recargables en los 3 modelos

Alimentación

Opción para modelos brazo

Adaptador al sector (no incluido)

Validación

Modelos validados por la BHS para mayor confiabilidad de las medidas





TERMÓMETROS



Punta flexible



Termómetro digital Bebé con punta flexible

- La punta flexible es más confortable para el bebé.
- Toma la temperatura rápidamente (apenas 10 segundos en rectal) y con gran precisión. Una alarma sonora indica cuando la temperatura ha sido tomada.
- Hermético, se limpia y desinfecta fácilmente.
- Tubo transparente que protege el termómetro.

Ref. W1350 001 012 En caja de exposición de 12 unidades



Termómetro SIN CONTACTO

- Preciso, fiable e higiénico.
- Permite tomar la temperatura en 3 segundos a 5 cm de la frente, sin despertar ni desvestir al niño.
- Multi-funciones : puede utilizarse en modo frontal o con objetos (habitación, baño, biberón, etc.).
- Señal de fiebre : 10 bips breves y pantalla en rojo.
- Entregado con 2 pilas AAA 1,5 V y una bolsita para guardar.

Ref. W1360 001 001 En caja-exhibidor de 4 unidades



Termómetro digital

- Combina ergonomía y diseño.
- Memoriza la última medida, señal de fiebre.
- Resolución +/- 0,1°.
- Parada automática.

Azul
Ref. W1340 500 012 En caja de exposición de 12 unidades

Amarillo
Ref. W1340 120 012 En caja de exposición de 12 unidades

	Bebé de punta flexible	Digital	Sin contacto
Intervalo de temperaturas	32,0°C a 42,9°C	32,0°C a 42,9°C	Modo corporal : 34,0-42,2°C Modo objetos : 0-100,0°C
Precisión	±0,1°C entre 34°C y 42°C a una temperatura ambiente de 18 a 28°C	±0,1°C entre 34°C y 42°C a una temperatura ambiente de 18 a 28°C	±0,2 °C entre 36,0 y 39,0°C
Visualización	Pantalla de cristal líquido con 3 cifras	Pantalla de cristal líquido con 3 cifras	Pantalla LCD (de cristal líquido), 4 cifras + símbolos especiales
Estándares	prEN12470-3 1997, termómetro clínico ASTM Estándar NF	prEN12470-3 1997, termómetro clínico ASTM Estándar NF	ASTM E1965 ; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Alimentación	1 pila de 1,5 V	1 pila de 1,5 V / LR 41	2 pilas de 1,5 V, tipo AAA



LA CAMA Y SU ENTORNO

AYUDA PARA LA PREVENCIÓN DE ESCARAS

ACCESORIOS

COJINES

ALMOHADAS

COLCHONES

CAMAS HOSPITALARIAS

ACCESORIOS DE CAMAS



AYUDA PARA LA PREVENCIÓN DE ESCARAS

Es imprescindible prevenir la aparición de escaras.

Para elegir el producto adecuado, es necesario hacer un diagnóstico del paciente con diferentes escalas de valoración del riesgo, como la escala Braden. Particularmente adecuado para personas mayores (65 y mayores), que proporciona 6 criterios de evaluación.

Para optimizar las estrategias de prevención, se ha de evaluar las necesidades del usuario a través de la medición de los factores de riesgo específicos tales como la percepción sensorial, la humedad, el grado de actividad física, la movilidad, la nutrición y la fricción y cizallamiento.

ESCALA BRADEN

		Puntuación (marcar con un círculo)
Capacidad de responder adecuadamente a las molestias causadas por la presión.	PERCEPCIÓN SENSORIAL	
	Completamente limitado	1
	Muy limitado	2
	Disminuido ligeramente	3
	Ninguna disminución	4
Humedad que está expuesta en la piel.	HUMEDAD	
	Constantemente mojado	1
	Mojado	2
	Humedad ocasional	3
	Rara vez húmedo	4
Capacidad de ser físicamente activo.	NIVEL ACTIVIDAD FÍSICA	
	En la cama	1
	En sillón	2
	Caminar de vez en cuando	3
	Caminar de forma periódica	4
Capacidad de cambiar y controlar la posición del cuerpo.	MOVILIDAD	
	Completamente inmóvil	1
	Muy limitado	2
	Algo limitada	3
	No hay limitaciones	4
Hábitos alimenticios.	NUTRICION	
	Reducida	1
	Suficiente	2
	Adecuado	3
	Excelente	4
El rozamiento de la piel.	FRICCIÓN & CIZALLAMIENTO	
	Problema	1
	Problema potencial	2
	No hay problema aparente	3
SU RESULTADO		

Escala Braden
18 a 23
Riesgo de escaras nulo o bajo

Resultado Braden
14 a 17
Riesgo de escaras medio

Resultado Braden
9 a 13
Riesgo de escaras medio - alto

Resultado Braden
6 a 8
Riesgo de escaras elevado



CareProtectPedi

- Nuevo dispositivo único y patentado de repartición de los puntos de apoyo para la prevención de las escaras en el pie.
- Muy simple de colocar, permite al paciente conservar su movilidad.
- Tejido jersey : 92 % algodón y 8 % elastano.
- Lavable a 60 °C y reutilizable.
- Posibilidad de 10 lavados a 90°C.


Ref. 2306 01 Por pares
Talla 1 (27-31 cm)
Talla 2 (32-36 cm)
Talla 3 (37-42 cm)



Resultado Braden
9 to 13
Riesgo de escaras medio - alto



ACCESORIOS



Escala Braden
9 a 13
Riesgo de escaras medio - alto

Protección de talón descarga total

- Esta protección se adapta a pacientes con riesgo moderado a elevado y como ayuda al tratamiento de escaras ya formadas.
- Se descarga totalmente el talón para que pueda circular la sangre.
- Es posible realizar rayos X 70-140 KU.
- Espuma protegida por una pintura de poliuretano.
- Cincha de sujeción autoadhesiva.
- Limpieza con agua jabonosa.

Ref. W2450 002 001
Dimensiones (An. x l x Alt.) 26 x 16 x 8,5 cm



Escala Braden
18 a 23
Riesgo de escaras nulo o bajo



Cojín de agua

- El agua, al desplazarse bajo el peso del cuerpo, permite una correcta distribución de las presiones.
- Se entrega con kit de relleno.

Ref. W0465 001 001
Peso del cojín (lleno) alrededor de 9 kg
Cojín (An. x p) 43 x 48 cm



Escala Braden
14 a 17
Riesgo de escaras medio



Cojín de espuma y gel fluido

- Se compone de una espuma de alta resistencia de 38 kg/m³ y 4,5 cm de espesor y de una capa de gel fluido de 1 cm.
- La capa superior de gel acompaña los movimientos del cuerpo.
- La espuma de debajo de gel fluido consigue que haya una excelente repartición de las presiones.
- La funda es impermeable y transpirable, deja pasar el vapor de agua lo que permite evitar la transpiración.
- Funda lavable a 90°C y desinfectable con cualquier agente corriente.

Ref. W0470 003 001
Cojín (An. x p x Alt.) 40 x 40 x 5,5 cm

COJINES



Escala Braden
9 a 13
Riesgo de escaras medio - alto

Cojín de espuma con memoria de formas


- Rebaje posterior para prevenir las escaras sacro-coccígeas.
- Prevención de las escaras isquiáticas; más grueso a nivel de los isquiones.
- Perfil inclinado hacia atrás para reducir el riesgo de caída.
- Funda impermeable y ventilada, con base antideslizante.
- Funda lavable a 90°C y desinfectable con cualquier agente habitual.

	Por unidad
Ref. W0480 003 001	Entregado con 2 fundas
Ref. W0580 001 001	Entregado con 1 funda
Densidad	82 kg/m ³
Cojín (An. x p x alt.)	43 x 43 x 6/9 cm
Peso del cojín	1,4 kg





COJINES



Excelente ventilación
entre las válvulas



Bomba manual con
manómetro

Nuevo
2018

Escala Braden

6 a 8

Riesgo de escaras elevado



35 a 120 kg
máx

Cojín con células neumáticas

- Al tener células independientes, el cuerpo se hunde en el cojín de ahí que aumente la superficie de apoyo en contacto.
- Al circular el aire entre las células también permite evitar la maceración.
- Entregado con una funda de tela que se extiende en ambas direcciones (poliamida y elastáno), con base antideslizante.
- Bomba manual con manómetro para inflado del cojín, facilitando el posicionamiento del mismo.

Cojín 1 válvula (1 compartimento)

Adaptado a pacientes sin trastorno de la estabilidad

Ref. W0490 004 102

(An. x p x Alt.)

40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 202

(An. x p x Alt.)

45 x 40 x 7 cm

Cojín 2 válvulas (2 compartimentos)

Adaptado a pacientes con trastorno de la estabilidad

Ref. W0490 004 302

(An. x p x Alt.)

40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 402

(An. x p x Alt.)

45 x 40 x 7 cm

ALMOHADADAS



Almohada Cervi+ y Cervi+ Maxi en espuma con memoria de forma

- Muy cómoda, la almohada Cervi+ sostiene la cabeza sin exigir al hombro o las cervicales.
- Su forma se adapta a la morfología del cuello y de la cabeza, tanto si el paciente está durmiendo como si está recostado de lado o de espaldas.
- La espuma visco-elástica memoriza la forma de la cabeza ejerciendo así una débil contrapresión : se facilita la circulación de la sangre y la presión disminuye.
- Funda de calidad, de esponja stretch, 80% de algodón, 20% de poliéster (lavable a 40°C).
- Fundas de repuesto disponibles.

Cervi+

Ref. W0460 004 001

Densidad 75 kg/m³

Almohada (An. x p x Alt.) 50 x 32 x 10,5 / 8 cm

Funda sola WW0460 030 1A

Cervi+ maxi

Ref. W0460 004 002

Densidad 75 kg/m³

Almohada (An. x p x Alt.) 65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Funda sola WW0460 030 2A

Funda de almohada estándar adaptada (An. x L) 70 x 50 cm





COLCHONES



Colchón clínico

- Este colchón está destinado a reemplazar un colchón tradicional o desgastado por personas que guardan cama y que necesitan comodidad (o una seguridad en términos de incontinencia).
- La calidad de la espuma de alta resiliencia (30 kg/m³) aporta al colchón garantía de comodidad y de duración de vida.
- Entregado con funda integral Promust PU en jersey poliuretano, impermeable y ventilada. La funda tiene cierre de cremallera en 3 lados, con solapas.


Ref. W3009 003 001

Densidad	30 kg/m ³
Colchón (An. x l x Al)	195 x 88 x 14 cm

Escala Braden
18 a 23
Riesgo de escaras nulo o bajo



de 40 a 120 kg
máx



Escala Braden
14 a 17
Riesgo de escaras medio - alto



de 30 a 120 kg
máx

Colchón gofradora monosustentación

- Es un excelente colchón cuando se instala una cama hospitalaria eléctrica.
- Colchón moldeado con forma gofradora.
- Espuma de poliuretano moldeada de alta resiliencia, densidad 40 kg/m³.
- Entregado con funda integral Promust PU en jersey poliuretano, impermeable y ventilada. La funda tiene cierre de cremallera en 3 lados, con solapas.

Ref. W3000 002 001

Espuma de alta resiliencia, PU densidad	40 kg/m ³
Colchón (An. x l x Alt.)	195 x 86 x 14,5 cm

Escala Braden
14 a 17
Riesgo de escaras medio - alto



de 40 a 120 kg
máx

Cubrecolchón a presión alterna y con compresor de aire

- El cubrecolchón de presión alterna se coloca sobre un colchón clínico (referencia W3009 003 001) y se cubre con una sábana.
- Está compuesto de dos circuitos de aire conectados a un compresor mediante dos tubos de conexión. Los dos circuitos de aire se inflan uno después de otro para liberar presión alternativamente.
- La presión del cubrecolchón se puede regular en función del peso del usuario.

Ref. W3015 003 001

Compresor 4,5 litros : Caja de ABS

Presiones regulables	30 a 110 mm Hg
Duración del ciclo	10 minutos


Enganches para sujetarlo a los pies de la cama

Cubrecolchón : Material PVC

Dimensiones inflado (sin incluir solapas)	280 x 90 x 6,5 cm
---	-------------------



COLCHONES



Colchón de espuma con memoria de formas

- La espuma con memoria de forma vuelve suavemente a su posición inicial, a diferencia de la espuma tradicional.
- Entregado con funda integral Promust PU en jersey poliuretano, impermeable y ventilada. La funda tiene cierre de cremallera en 3 lados, con solapas.

Ref. W3006 001 001

Espuma de alta resistencia PU, densidad	82 kg/m ³
Colchón (An. x l x Alt.)	195 x 87 x 14 cm



Escala Braden
9 a 13
Riesgo de escaras elevado

CAMAS HOSPITALARIAS

Cama Haydn

Función N°1
Altura variable eléctricamente

Función N°2
Respaldo abatible eléctricamente

Barandillas de madera Milano

Función N°3
Reposa pies elevable eléctricamente

Camas Haydn y Mantovani

- Motor de columna : Motores en la parte delantera y trasera de la cama.
- 3 funciones electricas :
 - Altura variable.
 - Respaldo abatible.
 - Reposa pies elevable.
- Disponible con barras de madera Milano o barandillas plegables metálicas Paris.
- Desmontables en 4 partes, las camas Thuasne se pueden instalar rápidamente y sin necesidad de herramientas.
- Peso de cada parte : 22 kg.

Cama Haydn

- Motor de columna para altura variable no visible ni en la parte delantera ni trasera de la cama.

Ref. V2007 540 001 Servida en caja de cartón

Las camas Thuasne, con barandillas metálicas Paris y barandillas de madera Milano, son conformes con :

- la norma europea NF EN 60601-2-52 : AMD1
- la norma NF EN 1970 : 2000 y su enmienda NF EN 1970/A1 : 2005*

Barandillas de madera Milano*

Para las camas Haydn y Mantovani.

- Para una perfecta integración en el hogar.
- Se instala rápidamente y sin herramientas.

Ref. VF214 927 222

* Las camas Mantovani y Haydn, cuando se utilizan con barandillas, no están adaptadas para pacientes de talla inferior a 146 cm. Las barandillas G3 son compatibles con las camas Thuasne G2 y G3.



CAMAS HOSPITALARIAS

Cama Mantovani

Nuevo 2018:
poste de elevación
colocado
en ángulo

Barandillas metálicas Paris

Nuevo 2018:
transformador
SMPS compacto

Altura mínima 40 cm
(sin el colchón y con ruedas de
100 mm).



Cama Mantovani

- Motor de columna para altura variable en parte delantera y trasera de la cama.

Ref. V2006 540 001 Servida en caja de cartón

Barandillas metálicas Paris*

Para las camas Haydn y Mantovani.

- Se pliegan de forma sencilla y en un solo paso.
- Seguridad óptima, posee sistema de bloqueo con difícil alcance para el paciente.

Ref. V214 925 125

Trapezio

Para camas Mantovani y Haydn

Ref. V214 910 110


* Las camas Mantovani y Haydn, cuando se utilizan con barandillas, no están adaptadas para pacientes de talla inferior a 146 cm. Las barandillas G3 son compatibles con las camas Thuasne G2 y G3.

Camas Haydn y Mantovani

Camas con motores de columna en la parte delantera y la parte de los pies, liberando espacio de debajo de la cama.






Los cables están sujetos a la estructura para eliminar el riesgo a que estos sean arrancados o queden sueltos.
Cable principal reforzado para evitar que estos no se corten accidentalmente.



Elevación de los reposapiés en dos partes.

Inclinación de la Parte 2, ajustable manualmente para permitir el plegado de las rodillas.



INFORMACIONES TÉCNICAS

Cama (A : Longitud x B : ancho)
C - Altura "cabecera -piecero de la cama"
D - Altura más alta/más baja con ruedas de 100 mm
Somier (E : Longitud x F : ancho)
Distancia del suelo
Carga máxima (usuario, colchón y accesorios)
Altura mínima/máxima del colchón con barandillas Paris
Altura mínima/máxima del colchón con barandillas Milano
Peso de la parte más pesada
Peso máximo usuario

Cama Mantovani

214 x 105 cm
42 cm
40/80 cm
200 x 94 cm
35 cm
170 kg
12/19 cm
12/18 cm
20 kg
135 kg

Cama Haydn

217 x 105 cm
46 cm
40/80 cm
200 x 94 cm
35 cm
170 kg
12/19 cm
12/18 cm
22 kg
135 kg



135 kg
máx



ACCESORIOS DE CAMA

Sistema de bloqueo automático de las funciones de la cama



Mando con sistema de bloqueo que permite bloquear las funciones de la cama

- Seguro : Presenta un sistema de bloqueo automático de las funciones de la cama. Quitando la llave del mando, el personal sanitario se asegura de la imposibilidad de uso de las funciones eléctricas de la cama.
- Fiable : Este nuevo mando, cumple con la clasificación IPX6, ofrece una excelente resistencia a la humedad.
- Practico : De forma ergonómica, este nuevo mando está provisto de un gancho de fijación que facilita el uso diario de la cama.


Ref. V8300286

Todos los accesorios son compatibles tanto para la cama Mantovani como para la cama Haydn. Se puede vender por separado o con las camas.



Par de barandillas abatibles de madera Milano*

Ref. VF214 927 222




Par de barandillas plegables metálicas Paris*

Ref. V214 925 125



Trapezio


Ref. V214 910 110



Kit de transporte

- Permite sujetar las diferentes partes de la cama.

Ref. V8400100




Incorporador Geneva

- Para cambiar de posición, el incorporador Geneva puede utilizarse en la mayoría de las camas estándar o en un sillón de descanso.

Ref. V014 949 020

Altura ajustable desde el suelo al triángulo	117 / 152 cm
Anchura total	89 cm
Altura del pie	10 cm
Carga máxima	80 kg



Porta suero con ruedecillas

- Indispensable para la transfusión.

Ref. W0305 001 001

Peso soportado total / por gancho	16 kg/ 4 kg
Altura máxima	2,40 m
Dimensiones totales en el suelo	Ø 54 cm



Mesita de cama clásica

- Práctica para leer, inclinación de la bandeja ajustable.
- Se regula en altura y lateralmente.

Ref. W0300 001 001

Altura	70 a 110 cm
Bandeja (L x a)	60 x 40 cm



Mesita de cama de altura variable

- Ajuste en altura de la bandeja sin esfuerzo gracias al sistema de contrapeso integrado a la columna.
- Cuatro ruedas equipadas con frenos permiten desplazar la mesita de cama sin esfuerzo.

Ref. W0310 001 001

Altura	70 a 110 cm
Bandeja (L x a)	80 x 40 cm



Reposaespaldas

- Inclinación ajustable para descansar, leer o ver la televisión.
- Tejido aireado que deja respirar la piel.

Ref. W0320 002 001

Reposaespaldas (an. x alt.)	61 x 58 cm
-----------------------------	------------



Lim Pinza para agarrar objetos

- Para recoger objetos del suelo.
- Pinza de 65 cm : estando sentado.
- Pinza de 80 cm : estando de pie.
- Clip que permite fijarla a un utensilio de apoyo para la marcha.
- De aluminio.

65 cm Ref. W2600 001 101

80 cm Ref. W2600 001 201



* Utilizar solamente con pacientes de talla superior a 146 cm.



WINGS
FOR YOUR HEALTH

THUASNE ESPAÑA S.L.U.

Calle Avena 22, Nave 3-5 - Poligono Industrial Polvoranca - 28914 Leganés (Madrid)

Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

e-mail : info@thuasne.es

www.thuasne.es

www.thuasne.biz



Thuasne se reserva el derecho de modificar los productos y mostrados en este documento sin previo aviso. Por favor, solicite una confirmación al realizar el pedido. Las fotos son fotos no contractuales. Le informamos que algunos productos no están disponibles en su país. Gracias para comprobar la disponibilidad del producto con su distribuidor.

Nuestros productos gozan de una garantía legal de 2 años contra los defectos ocultos a partir de la fecha de compra por el usuario. La garantía se aplica para condiciones normales de utilización según nuestras recomendaciones. En algunos casos, puede aplicarse una duración de la garantía más corta (por ejemplo para algunas piezas de desgaste o baterías) o más extendida. Si es el caso, remitirse al manual de utilización proporcionado con el producto.

